




Medizintechnik Sattler GmbH
Innovationen für die Chirurgie



BOHRDRÄHTE UND STEINMANN NÄGEL

Bohrdrähte

Unsere Bohrdrähte werden mit modernen Fertigungstechniken aus hochwertigen Materialien hergestellt. Mit unserer innovativen Oberflächenbearbeitung und präzisen Schleiftechnik garantieren wir qualitativ einwandfreie Produkte zu einem attraktiven Preis.

Wichtige Daten

Werkstoff: 1.4441 Implantatstahl oder Titanlegierung (DIN 5832)

Stückzahl: Mindestabnahmemenge = 1 Packungseinheit = 10 Stück

Maße: Ø in 0,1 mm – Stufen, Längenvarianten vgl. Tabelle

Längenvarianten

Länge in mm	70	150	220	310
Ø in mm 0,6 – 1,6	x	x	x	x
1,7 – 3,0		x	x	x
3,0 - 6,0	x	x	x	x

Anmerkung: Die Lieferung der Artikel erfolgt immer im unsterilen Zustand!



























































Ausführungen/ Design

Es gibt Ausführungen in verschiedenen Designvarianten, von einfachen Spitzen bis hin zu Drähten für die Kreuzbandplastik. Um die Artikel eindeutig zuordnen zu können, haben wir ein logisch aufgebautes Nummernsystem, welches an folgendem Beispiel exemplarisch erläutert wird.

Beispiel

06 . 01 . 16 . 150



Ausführungscode		Spitze	Ende
Trokar			
01	flach		
02	rund		
03	Trokar/trocar		
04	3-kant		
05	4-kant		
06	flach mit Loch		
12	flach mit 15 mm Gewindeansatz		
13	rund mit 15 mm Gewindeansatz		
14	je 15 mm Gewindeansatz		
15	3-kant mit 15 mm Gewindeansatz		
17	flach mit ganzem Gewinde		
18	rund mit ganzem Gewinde		
19	mit ganzem Gewinde		
25	rund - rund (Hackethal-Bündelnägel)		
Lanzette			
31	flach		
32	rund		
33	Lanzette - Lanzette		
34	3-kant		
35	4-kant		
36	flach mit Loch		
37	rund mit Loch		
38	mit je einem Loch		
kombiniert			
39	Lanzette mit Loch - Trokar		
40	Lanzette - Trokar		
42	je 15 mm Gewindeansatz		
44	Trokar längsgerändelt rund		
45	Trokar längsgerändelt - Spezialöse		
46	Bohransatz - rund		
47	Bohransatz - Spezial-Öse		

Die Ausführungen 44 bis 47 sind spezielle Bohrdrähte für die Kreuzbandplastik mit Bohr- oder gerändelter Gewindespitze und atraumatischer Fadenöse. Fragen Sie einfach Ihr individuelles Angebot an!

Als Hersteller können wir Ihnen alle Produktvarianten auch in Sondergrößen und nach Ihren Wünschen fertigen.

Ideenfindung
Planung
Realisierung

Die Medizintechnik Sattler GmbH ist seit vielen Jahren in der Herstellung chirurgischer Implantate tätig. Durch einen langjährigen Erfahrungsschatz und das Know How unserer Mitarbeiter werden höchste Qualitätsansprüche erfüllt.

Die Medizintechnik Sattler GmbH ist zertifiziert nach:

DIN EN ISO 9001:2008
DIN EN ISO 13485:2007
Richtlinie 93/42/EWG



Kontakt:

Medizintechnik Sattler GmbH
Werkstraße 9
07426 Königsee

Tel.: + 49 (0) 36738 – 4 22 93

+ 49 (0) 36738 – 4 47 26

Fax.: + 49 (0) 36738 – 4 47 25

Internet: www.medizintechnik-sattler.de

E-Mail: kontakt@medizintechnik-sattler.de