

Halten war gestern – die Zukunft liegt in Ihrer Hand.

free yourself.

v!nci  
600i

Das Akku  
betriebene  
Kraftpaket  
für die  
Großknochen-  
chirurgie

**THE NEW GENERATION**  
Madrimed Powered Surgical Instruments

**madri**<sup>®</sup>  
med

# VINCI 600



## Das Akku betriebene Kraftpaket für die Großknochenchirurgie

Der VINCI 600 von Madrimed ist das weltweit erste Power Instrument mit der neuesten Li-Ionen Akku-Technologie. Dadurch ist der VINCI 600 das leistungsstärkste und gleichzeitig das leichteste Operationsinstrument für alle Anwendungen in der Großknochenchirurgie.

Mit dem anatomisch, ergonomisch geformten Handgriff des VINCI 600 muss der Chirurg das Power Instrument nicht mehr halten – der VINCI 600 liegt förmlich in seiner Hand.



## West-Europäische Produktionsstandards knochenhart kalkuliert

Die knochenhart kalkulierten Produktionsabläufe bei Madrimed erlauben uns europäische Ingenieurskunst Made in Austria extrem kostengünstig zu erzeugen und diesen sensationellen Preisvorteil 1 zu 1 an unsere Kunden weiterzugeben.


der Vorteil  
liegt in  
Ihrer Hand



## Europäische Ingenieurskunst Made in Austria

Der VINCI 600 arbeitet schon heute mit der Technologie von morgen.

Höchste Präzision, maximale Leistung und absolute Verlässlichkeit bei extrem geringem Gewicht dank Li-Ionen Akku-Technologie.



### Der VINCI 600 garantiert:

- Universelle Einsatzmöglichkeiten und maximale Bewegungsfreiheit für alle Anwendungen in der Großknochenchirurgie
- Doppelt so starke Leistung gegenüber pneumatisch betriebenen Instrumenten durch Li-Ionen Akku-Technologie
- Höchste Präzision aufgrund des extrem niedrigen Gewichts und stufenloser Geschwindigkeitsregulierung
- Absolute Verlässlichkeit und mehr Energie durch Li-Ionen Akku-Technologie
- Kein Ermüden der Hand des Chirurgen durch anatomisch, ergonomisches Design
- Gleichmaßen für Links- und Rechtshänder geeignet
- Universelle Einsetzbarkeit durch modularen Aufbau und dadurch kosteneffizient – ein Basisinstrument mit verschiedenen Aufsätzen



The top half of the advertisement features a collection of Vinci 600 handpieces and accessories. On the right, a blue handpiece is shown with the 'VINCI 600' logo. To its left, several interchangeable metal attachments are displayed, including a large perforated spherical tip, a long thin rod, and various smaller drill bits and probes. The background is a dark blue gradient with a faint anatomical illustration of a human head.

# vinci 600

## 100 % Sicherheit für OP-Personal, Chirurg und Patient

Neben den Vorteilen des VINCI 600 im operativen Einsatz bietet das Kraftpaket auch klare Vorteile für den gesamten Operationsbetrieb in der Klinik.

In Punkto Sterilität, Bedienerfreundlichkeit und Sicherheit garantiert der VINCI 600 absolute Verlässlichkeit für das gesamte Klinikpersonal und den Patienten.




Der VINCI 600 erlaubt das Umrüsten aller Aufsätze und Werkzeuge ohne zusätzliche Schlüssel. Selbst der leistungsstarke Li-Ionen Akku wird im Bedarfsfall mit samt seinem Sterilgehäuse gewechselt.

Der VINCI 600 ist absolut wartungsfrei. Ausnahmslos alle Teile des VINCI 600 können im Thermodesinfektor optimal für die Sterilisation vorbereitet werden.

Der VINCI 600 ist auf 2000 Sterilisationszyklen getestet.

Das Gehäuse des VINCI 600 ist absolut bruchstark.



CE  
0297

17 80 60 10	Handgriff	V 600
04 90 14 00	Akku, unsteril	V 600 Li-Ion
04 85 70 00	Sterilgehäuse Akku	
04 98 26 00	Sterilblech	
05 16 69 00	Universal Ladestation für V 300 Li-Ion und V 600 Li-Ion	V 300 / 600
17 30 60 10	sagittale Säge	V 600 Ss
17 30 62 10	reziproke Säge	V 600 Sr
17 30 63 10	Bohraufsatz Schnellspannfutter 0,6 - 7,4	V 600 D 0,6 - 7,4
17 30 63 12	Bohraufsatz AO / Trinkle	V 600 D AO / Trinkle
17 30 63 13	Bohraufsatz Zimmer / Hudson	V 600 D Zimmer / Hudson
17 30 63 14	Bohraufsatz AO / Protek	V 600 D AO Protek
17 30 64 10	Fräsaufsatz Zimmer / Hudson	V 600 R Zimmer / Hudson
17 30 64 11	Fräsaufsatz AO Protek	V 600 R AO Protek
17 30 65 10	Drahttreiber 0 - 1,6	V 600 W 0 - 1,6
17 30 65 11	Drahttreiber 1,6 - 4,0	V 600 W 1,6 - 4,0

Zubehör

free yourself.

# v!nci

300 | 600

Zubehör

Accessories

**THE NEW GENERATION**

Madrimed Powered Surgical Instruments






**madri**<sup>®</sup>  
**med**



## Sägeblätter für sagittale Säge

### Sagittal saw blades

**v!nci**  
300





	Blattbreite mm blade width inch		Schnittiefe mm cutting length inch		Blattstärke mm blade thickness inch		Schnittstärke mm cutting thickness inch		Madrimed REF
	14,0	0.55	41,0	1.61	0,40	0.016	0,66	0.026	05477900
	9,5	0.37	41,0	1.61	0,40	0.016	0,66	0.026	05478000
	9,5	0.37	25,5	1.00	0,40	0.016	0,66	0.026	05478200
	9,5	0.37	25,5	1.00	0,40	0.016	0,58	0.023	05478400
	5,5	0.22	25,5	1.00	0,40	0.016	0,66	0.026	05478500



## Sägeblätter für reziproke Säge

### Reciprocating saw blades

**v!nci**  
300




	Blattbreite mm blade width inch		Schnittiefe mm cutting length inch		Blattstärke mm blade thickness inch		Schnittstärke mm cutting thickness inch		Madrimed REF
	7,87	0.31	25,4	1.00	0,40	0.016	0,65	0.026	05478600
	9,4	0.37	37,5	1.47	0,40	0.016	0,65	0.026	05478700
	7,4	0.29	25,3	0.99	0,50	0.020	0,89	0.035	05478900
	7,1	0.28	23,4	0.92	0,40	0.016	0,66	0.026	05479000

Lieferung von weiteren Größen und Sonderanfertigungen auf Anfrage.  
Dimensions other than indicated are available on request.



## Sägeblätter für Knieendoprothetik Saw blades for knee endoprosthesis









**vinci**  
600

	Blattbreite mm blade width inch		Schnittiefe mm cutting length inch		Blattstärke mm blade thickness inch		Schnittstärke mm cutting thickness inch		Madrimed REF
	13,0	0.51	90,0	3.54	0,89	0.035	0,89	0.035	05297400
	13,0	0.51	90,0	3.54	1,27	0.050	1,27	0.050	05297500
	19,05	0.75	90,0	3.54	0,89	0.035	0,89	0.035	05297600
	19,05	0.75	90,0	3.54	1,00	0.039	1,00	0.039	05297700
	19,05	0.75	90,0	3.54	1,27	0.050	1,27	0.050	05297800
	19,05	0.75	90,0	3.54	1,37	0.054	1,37	0.054	05297900
	25,4	1.00	90,0	3.54	0,89	0.035	0,89	0.035	05298000
	25,4	1.00	90,0	3.54	1,00	0.039	1,00	0.039	05298100
	25,4	1.00	90,0	3.54	1,19	0.047	1,19	0.047	05298200
	25,4	1.00	90,0	3.54	1,27	0.050	1,27	0.050	05298300
	25,4	1.00	90,0	3.54	1,37	0.054	1,37	0.054	05298400
	25,4	1.00	90,0	3.54	1,47	0.058	1,47	0.058	05298500
	31,2	1.23	90,0	3.54	0,89	0.035	0,89	0.035	05297200
	31,2	1.23	90,0	3.54	1,27	0.050	1,27	0.050	05297300



## Sägeblätter für die Knochenchirurgie Saw blades for bone surgery






**v!ncj**  
600

	Blattbreite mm blade width inch		Schnittiefe mm cutting length inch		Blattstärke mm blade thickness inch		Schnittstärke mm cutting thickness inch		Madrimed REF
	6,0	0.24	27,0	1.06	0,4	0.016	0,6	0.024	05298600
	10,0	0.39	25,0	0.98	0,4	0.016	0,6	0.024	05298700
	14,0	0.55	27,0	1.06	0,4	0.016	0,6	0.024	05298800
	14,0	0.55	48,0	1.89	0,4	0.016	0,66	0.026	05298900
	27,0	1.06	48,0	1.89	0,4	0.016	0,66	0.026	05299000
	27,0	1.06	68,0	2.68	0,64	0.025	0,81	0.032	05299100
	27,0	1.06	68,0	2.68	0,8	0.031	1,0	0.039	05299200
	50,0	1.97	68,0	2.68	0,6	0.025	0,76	0.030	05299300



## Sägeblätter für reziproke Säge Reciprocating saw blades

**v!ncj**  
600

	Blattbreite mm blade width inch		Schnittiefe mm cutting length inch		Blattstärke mm blade thickness inch		Schnittstärke mm cutting thickness inch		Madrimed REF
	12,0	0.47	88,9	3.50	0,63	0.025	1,0	0.039	05299400
	9,4	0.37	52,6	2.07	0,63	0.025	0,9	0.037	05299500
	12,5	0.49	88,9	3.50	1,27	0.050	1,78	0.070	05299700
	12,7	0.50	73,5	2.89	0,76	0.030	0,94	0.037	05299800
	9,4	0.37	33,5	1.32	0,63	0.025	1,00	0.039	05299900



## Spiralbohrer für Schnellkupplung AO Twist drill for quick coupling AO

**vinci**  
300 600

Durchmesser mm diameter inch	Gesamtlänge mm total length inch	Nutzlänge mm usable length inch	Spirallänge mm spiral length inch	Madrimed REF
1,1 0.043	65 2.56	40 1.57	25 0.98	05475500
1,5 0.059	88 3.46	60 2.36	40 1.57	05475600
1,5 0.059	110 4.33	85 3.35	40 1.57	05475700
2 0.079	100 3.94	75 2.95	40 1.57	05475800
2 0.079	125 4.92	100 3.94	40 1.57	05475900
2,5 0.098	110 4.33	85 3.35	40 1.57	05476000
2,5 0.098	125 4.92	100 3.94	50 1.97	05476100
2,7 0.11	100 3.94	75 2.95	50 1.97	05476300
2,7 0.11	125 4.92	100 3.94	60 2.36	05476500
3,2 0.13	145 5.71	120 4.72	60 2.36	05476700
3,5 0.14	110 4.33	85 3.35	50 1.97	05476900
4 0.16	145 5.71	120 4.72	40 1.57	05477100
4,5 0.18	145 5.71	120 4.72	60 2.36	05477200
4,5 0.18	195 7.68	170 6.69	85 3.35	05477400
5 0.20	145 5.71	120 4.72	50 1.97	05477500

Lieferung von weiteren Größen und Sonderanfertigungen auf Anfrage.  
Dimensions other than indicated are available on request.

*madri*<sup>®</sup>  
*med*

**Madrimed Medizintechnik GmbH**

Werner-Bader-Straße 1

A-5111 Bürmoos

AUSTRIA

T: +43-6274-6236-105

F: +43-6274-6236-106

office@madrimed.com

www.madrimed.com