




Medizintechnik Sattler GmbH
Innovationen für die Chirurgie



KATALOG WUNDHAKENSYSTEM SATTLER

ABDOMINAL- (BAUCH-) UND
ROCHARD- (OBERBAUCH-) SYSTEM

SYSTEMBESCHREIBUNG:

Das Wundhakensystem "Sattler" ist ein universell ausgelegtes Wundspinzsystem. Dieses System ist modular aufgebaut und kann jederzeit beliebig angepasst und erweitert werden. Durch den selbsthaltenden, modularen Aufbau ist ein effizienter und kostenoptimierter Einsatz gegeben. Dadurch können OP- Kosten verringert und somit eine zeitnahe Amortisation erreicht werden.

EINSATZGEBIETE:

- Allgemeinchirurgie
- Gynäkologie
- Urologie
- Kinderchirurgie
- Gefäßchirurgie
- Transplantationschirurgie

VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- 100% Made in Germany
- Spezialanfertigung nach Kundenwunsch
- Patentierte Spanntechnik (sehr flach, leicht, stabil)
- Gelenkblatthalter für spezielle Einsatzgebiete zur spitzenbetonten Platzierung im Situs
- Kunststoffbeschichtete Valven (blendfrei)
- Sehr haltstabiles System, speziell für adipöse Patienten
- Schnelle und einfache Montage
- Optimierung der OP-Kosten
- Keine umfangreiche Einweisung notwendig
- Praxisorientierte, einfache und schnelle Konfiguration
- Für die meisten chirurgischen Gebiete geeignet
- Optimale Einstellungsmöglichkeiten für ein Höchstmaß an Platz
- Modulares Wundhaken-System
- Elektrische Sicherheit
- Leichte Reinigung
- Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 13485, Richtlinie 93/42 EWG
- Wundhaken-Systeme untereinander kompatibel

KOMPONENTEN ABDOMINAL-SYSTEM




01100-62

Tisch-Klemme Standard mit
1 Spannklemme 20/14 mm



01115-44

Verbindungsarm, gekröpfte Ausführung mit
2 Spannklemmen 14/14 mm



01120-14

Aufnahmearme zur Installation von Wundhaken

01115-43

Verbindungsarm, Ausführung mit Gelenk und
2 Spannklemmen 14/14 mm



01115-45

Verbindungsarm, Ausführung mit Kugelgelenk
und 2 Spannklemmen 14/14 mm



KOMPONENTEN ROCHARD-SYSTEM




01100-63

Tisch-Klemme Rochard mit
2 Spannklemmen 20/14 mm




01120-12

Spezial-Aufnahmearm (trapezförmig) mit 2 Gelenken
für Rochard-System



01120-29

Viszeral-Aufnahmearme maxi mit Gelenk,
für Rochard-System



KLEMMEN & ZUBEHÖR



01130-05
Schnellspan-Klemme für
Blatthalter 14/8 mm
oben umschließend



01130-07
Schnellspan-Klemme für
Blatthalter 14/8 mm - Blatthalter
seitlich einklickbar



01130-06
Schnellspan-Klemme für
Blatthalter 14/8 mm
doppelt umschließend



03FE000273
Flexibler Kaltlichtstab Ø 4,5/4,8 x
2650 mm mit Blatthalter



01130-12
MIC-Halterung für Optiken und MIC-Instrumente
mit variablen Schaftdurchmesser (2 -12 mm)

KOMPONENTEN

BLATTHALTERSTÄBE



B 180
Blatthalterstab mit Kugeldruck-
verschluss 180 mm



B 240
Blatthalterstab mit Kugeldruck-
verschluss 240 mm



B 240/G
Blatthalterstab mit Kugeldruck-
verschluss 240 mm und Gelenk



B 400
Blatthalterstab mit Kugeldruck-
verschluss 400 mm



B 400/G
Blatthalterstab mit Kugeldruck-
verschluss 400 mm und Gelenk



R
G
W



R
G
W

Wundhaken Fritsch

Artikel-Nr.	Breite in mm	Länge in mm
0101	25	25
0102	50	40
0103	60	50
0104	80	60
0105	80	80
0107	90	105
0108	20	20
0109	30	20

Wundhaken Rochard

Artikel-Nr.	Breite in mm	Länge in mm
1201	80	80
1202	80	60
1203	60	50
1204	80	80
1205	80	60



R
G
W



R
G
F
SF
W

Wundhaken Body-Wall

Artikel-Nr.	Breite in mm	Länge in mm
1301	80	120
1302	80	160
1303	80	200
1304	100	200

Wundhaken Deaver gefenstert

Artikel-Nr.	Breite in mm	Länge in mm
0501	75	175
0601	60	170
0602	80	160
0603	120	150



- R
- G
- F
- SF
- W



- R
- G
- F
- SF
- W

Wundhaken Langenbeck

Artikel-Nr.	Breite in mm	Länge in mm
0201	20	50
0202	20	80
0203	30	100
0204	30	150
0205	30	190
0206	40	240
0207	40	300
0208	40	340
0209	50	125
0210	50	170
0211	50	220
0212	70	120
0213	70	190
0214	80	155
0215	80	200
0216	100	155
0217	100	200
0218	10	40
0219	10	50
0220	10	60
0221	20	40
0222	20	60
0223	30	70
0224	30	90
0225	30	110
0226	40	80
0227	40	100
0228	40	120
0229	50	100
0230	50	120

Wundhaken Deaver

Artikel-Nr.	Breite in mm	Länge in mm
0401	20	50
0402	20	80
0403	30	90
0404	30	150
0405	30	190
0406	40	240
0407	40	300
0408	40	340
0409	50	125
0410	50	170
0411	50	220
0412	70	120
0413	70	190
0414	80	155
0415	80	200
0416	100	155
0417	100	200
0418	10	40
0419	10	60
0420	20	40
0421	20	60

Alle Blatthalter sind in 180 mm, 240 mm, 300 mm und 400 mm erhältlich. Andere abweichende Blatthalterlängen oder Wundhaken (Form/Abmessung) sind auf Anfrage möglich.

- R** - Rilsanbeschichtung
- G** - Gelenkblatthalter
- F** - Flexible Valve
- SF** - Semiflexible Valve
- W** - Wechselbar



- R
- G
- F
- SF
- W



- R
- G
- F
- SF
- W

Wundhaken Harrington

Artikel-Nr.	Breite in mm	Länge in mm
0701	70	200
0702	70	150

Wundhaken für Prostataentfernung

Artikel-Nr.	Breite in mm	Länge in mm
0801	50	210
0802	70	210
0803	70	240



- R
- G
- F
- SF
- W



- R
- G
- F
- SF
- W

Blasen-Wundhaken

Artikel-Nr.	Breite in mm	Länge in mm
0901	73	170
0902	73	200

Urethra-Wundhaken

Artikel-Nr.	Breite in mm	Länge in mm
1501	40	60
1502	40	80

Alle Blatthalter sind in 180 mm, 240 mm, 300 mm und 400 mm erhältlich. Andere abweichende Blatthalterlängen oder Wundhaken (Form/Abmessung) sind auf Anfrage möglich.

- R** - Rilsanbeschichtung
- G** - Gelenkblatthalter
- F** - Flexible Valve
- SF** - Semiflexible Valve
- W** - Wechselbar



R
G
W



R
G
W

Pelvis-Wundhaken

Artikel-Nr.	Breite in mm	Länge in mm
1601	40/60	180
1602	40/60	240
1603	40/60	310

Nierenvenen-Wundhaken

Artikel-Nr.	Breite in mm	Länge in mm
1001	25	150
1002	25	200



R
G
W



G
F
W


Breisky-Spekulum

Artikel-Nr.	Breite in mm	Länge in mm
0320	20	150
0321	25	90
0322	25	110
0323	30	180
0324	35	90
0325	35	110
0326	35	150
0327	40	180
0328	45	60

Fingerwundhaken, flexibel

Artikel-Nr.	Breite in mm	Länge in mm
1101/F	90	150
1102/F	120	170
1103/F	90	90

WUNDHAKENSYSTEM ABDOMINAL SETVORSCHLAG



Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge			
			Classic	Classic-Klick	Premium	Premium-Klick
1	01100-62	Tisch-Klemme Standard mit 1 Spannklemme 20/14 mm	1	1	1	1
2	01115-43	Verbindungsarm, Ausführung mit Gelenk und 2 Spannklemmen 14/14 mm			1	1
3	01115-44	Verbindungsarm, gekröpfte Ausführung mit 2 Spannklemmen 14/14 mm	1	1		
4	01120-14	Aufnahmearme zur Installation von Wundhaken	2	2	2	2
5	01130-05	Schnellspann-Klemme für Blatthalter 14/8 mm oben umschließend	5	5	7	7
6	0103 *	Wundhaken Fritsch 60 x 50 mm, Blatthalter 180 mm			2	2
7	0104 *	Wundhaken Fritsch 80 x 60 mm, Blatthalter 180 mm	2	2	2	2
8	0105 *	Wundhaken Fritsch 80 x 80 mm, Blatthalter 180 mm	2	2	2	2
9	0107 *	Wundhaken Fritsch 90 x 105 mm, Blatthalter 180 mm			2	2
10	0205 *	Wundhaken Langenbeck 30 x 190 mm, Blatthalter 240 mm			1	1
11	0210/G *	Wundhaken Langenbeck 50 x 170 mm, Gelenkblatthalter 240 mm	1	1	1	1
12	0211/G *	Wundhaken Langenbeck 50 x 220 mm, Gelenkblatthalter 240 mm	1	1	1	1
13	0213 *	Wundhaken Langenbeck 70 x 190 mm, Blatthalter 240 mm			1	1
14	0410 *	Wundhaken Deaver 50 x 170 mm, Blatthalter 240 mm			1	1
15	0413/G *	Wundhaken Deaver 70 x 190 mm, Gelenkblatthalter 240 mm	1	1	1	1
16	0501 *	Wundhaken Deaver gefenstert 75 x 175 mm, Blatthalter 240 mm	1	1	1	1
17	0702 *	Wundhaken Harrington 70 x 150 mm, Blatthalter 240 mm	1	1	1	1
18	1101/FG *	Fingerwundhaken 90 x 150 mm, flexibel, Gelenkblatthalter 240 mm	1	1	1	1
19	1302/G *	Wundhaken Body-Wall 80 x 160 mm, Gelenkblatthalter 240 mm	1	1	1	1
20	03FE000273	Flexibler Kaltlichtstab Ø 4,5/4,8x2650 mm mit Blatthalter			1	1
21	01130-12	MIC-Halterung für Optiken und MIC-Instrumente mit variablen Schaftdurchmesser (2-12 mm)			1	1
22	B 180	Blatthalterstab mit Kugeldruckverschluss 180 mm		4		4
23	B 240	Blatthalterstab mit Kugeldruckverschluss 240 mm				2
24	B 240/G	Gelenkblatthalterstab mit Kugeldruckverschluss 240 mm		2		2

* Bei Klick-System Artikelnummer mit zusätzlich /W angeben

WUNDHAKENSYSTEM ROCHARD SETVORSCHLAG



Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	
			Rochard	Rochard-Klick
1	01100-63	Tisch-Klemme Standard mit 2 Spannklemmen 20/14 mm	2	2
2	01120-12	Spezial-Aufnahmearm (trapezförmig) mit 2 Gelenken, für Rochard-System	1	1
3	01120-29	Viszeral-Aufnahmearme maxi mit Gelenk, für Rochard-System	2	2
4	01130-05	Schnellspann-Klemme für Blatthalter 14/8 mm, oben umschließend	9	9
5	1202 *	Rochard-Seitenblatt 80 x 60 mm, Blatthalter 400 mm	2	2
6	1204 *	Rochard retractor blade 80 x 80 mm, Blatthalter 400 mm	2	2
7	0105 *	Wundhaken Fritsch 80 x 80 mm, Blatthalter 180 mm	4	4
8	0107 *	Wundhaken Fritsch 90 x 105 mm, Blatthalter 180 mm	2	2
9	0210/G *	Wundhaken Langenbeck 50 x 170 mm, Gelenkblatthalter 240 mm	2	2
10	0211/G *	Wundhaken Langenbeck 50 x 220 mm, Gelenkblatthalter 240 mm	2	2
11	0213/F *	Wundhaken Langenbeck 70 x 190 mm , flexibel, Blatthalter 240 mm	2	2
12	0410/G *	Wundhaken Deaver 50 x 170 mm, Gelenkblatthalter 240 mm	1	1
13	0413 *	Wundhaken Deaver 70 x 190 mm, Blatthalter 240 mm	1	1
14	0501 *	Wundhaken Deaver gefenstert, 75 x 175 mm, Blatthalter 240 mm	1	1
15	0702 *	Wundhaken Harrington 70 x 150 mm, Blatthalter 240 mm	2	2
16	1101/FG *	Fingerwundhaken 90 x 150 mm, flexibel, Gelenkblatthalter 240 mm	1	1
17	1302/G *	Wundhaken Body-Wall 80 x 160 mm, Gelenkblatthalter 240 mm	1	1
18	1602/G *	Pelvis-Wundhaken 40/60 x 240 mm, Gelenkblatthalter 240 mm	1	1
19	03FE000273	Flexibler Kaltlichtstab Ø 4,5/4,8x2650 mm mit Blatthalter	1	1
20	01130-12	MIC-Halterung für Optiken und MIC-Instrumente mit variablen Schaftdurchmesser (2-12 mm)	1	1
21	B 180	Blatthalterstab mit Kugeldruckverschluss 180 mm		4
22	B 240/G	Gelenkblatthalterstab mit Kugeldruckverschluss 240 mm		2
23	B 400	Blatthalterstab mit Kugeldruckverschluss 400 mm		2

* Bei Klick-System Artikelnummer mit zusätzlich /W angeben

Medizintechnik Sattler GmbH
ist zertifiziert nach:
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 13485
Richtlinie 93/42 EWG

Medizintechnik Sattler GmbH

Werkstraße 9 - 07426 Königsee-Rottenbach - Germany
tel: + 49 (0) 36738 / 4 22 93 - fax: +49 (0) 36738 / 4 47 25
kontakt@medizintechnik-sattler.de - www.medizintechnik-sattler.de