


МТС Медизинтехник Саттлер

*Innovation for
the surgery*



СИСТЕМА ЗАЦЕПА РАН «САТТЛЕР», КЁНИГЗЕЕ



СИСТЕМА ЗАЦЕПА РАН «САТЛЕР», КЁНИГЗЕЕ

- описание системы и области применения
- основные компоненты
- изображение зацепа ран
- специальные части




Описание системы

- ✓ Стерилизуемый набор металлических зацепов для использования в хирургии грудной клетки и брюшной полости, гинекологии, урологии, полном протезировании бедра, операциях на позвоночнике, струме, в безгазовой лапароскопии, детской хирургии
- ✓ Модульная структура – совместимость компонентов друг с другом
- ✓ В любое время можно приспособить и расширить
- ✓ Действует принцип устойчивой, самоцентрирующейся системы зацепа ран с незначительной нагрузкой на пациента и травматизмом тканей.
- ✓ Облегчает оперирование, даже при усложненном доступе (например: это может быть обусловлено общим положением больного и/ или крайне суженным доступом к ране)
- ✓ Гарантированное сокращение персонала операционной, поскольку функцию удерживания и установки берет на себя система
 - Вариант «экономии персонала» возможен – новый закон о рабочем времени заставляет сокращать персонал → сокращение расходов на операцию (амортизация расходов)
- ✓ Возможна идеальная комбинация и комплектование с люминесцентной техникой
- ✓ Максимальный комфорт для врачей при оперировании и перемещении вблизи зафиксированного положения
- ✓ Небольшие ограничения при перемещении и действиях врачей по сравнению с использованием обычных зацепов, операционных материалов и операционного персонала
- ✓ Абсолютная, ориентированная на практику функциональность, которая и совершенствуется во время практики
- ✓ Модульная система из деталей других систем зацепа ран, других сфер использования, а с другой стороны, и как дополнение к уже существующим системам (например, применение длинного расширителя Брайского с сочленением при использовании брюшного набора)
- ✓ Простота использования, сборки, изменения конструкции и демонтажа
- ✓ Вся поверхность системы зацепа ран матовая и тем самым не дает бликов, не слепит
- ✓ Не требуется дополнительного времени на операцию
- ✓ Простота в повседневном использовании
- ✓ Практически не требуется особого обучения – абсолютно несложное, вполне доступное использование
- ✓ Оптимальная свобода действий в зоне проведения операции
- ✓ Быстро изготавливаемые, стандартизированные и к тому же легко варьируемые пластины установки
- ✓ В любое время могут быть реализованы специальные заказы по желанию клиента (специальные зацепы и т.д.), другими словами, постоянная интеграция в повседневные операционные будни
- ✓ Незначительные дополнительные затраты, поскольку фирма «Медицинтехник Саттлер», как изготовитель, сама производит все компоненты

Использование современной, благоприятной для пациента, безболезненной, ткане-щающей, малозатратной в отношении финансов и времени, операционной техники

Основной набор системы зацепов «Саттлер», Кёнигзее Изображение отдельных компонентов



Сверхлегкое и сверхпрочное натяжение с помощью новой двойной скользящей опоры

Н-р артикул. 01115-14 Соединительная арматура
14 x 500 мм асимметричное разделение ножек,
включая зажимную скобу 14/14 мм



Н-р артикул. 01115-17 принимающий
рукав, модифицирован для системы
Рохарда


НОВЫЙ: с шарниром



Н-р артикул. 01120-14 принимающие
рукава (1 пара) для установки
отдельных пластин

Индивидуальные формы,
возможны без наценки
(см. рекомендации по набору!)

Сверхлегкий и сверхпрочный
зажим с помощью новой
тройной скользящей опоры




Зацепы остаются
стабильными по всем 3
осям вращения –
откручивание или
выскальзывание зацепов
исключены

Н-р артикул. 01130-08
эксцентриковая быстрозажимная
скоба для держателя пластины
14/8



Изображение зацепа




Для правильного заказа зацепов необходимо указать следующие размеры:

A – ширина зацепа

B – длина зацепа

C – длина держателя пластины

Примеры:



Спектр продукции зацепов

Зацепы по Фричу с покрытием Рильсана, с поворотом на 360°



Размеры пластины (ширина А x длина В)	С покрытием Рильсана	Без покрытия Рильсана
25 x 25 мм	Н-р артикул 0101/R	Н-р артикул 0101
50 x 40 мм	Н-р артикул 0102/R	Н-р артикул 0102
60 x 50 мм	Н-р артикул 0103/R	Н-р артикул 0103
80 x 60 мм	Н-р артикул 0104/R	Н-р артикул 0104
80 x 80 мм	Н-р артикул 0105/R	Н-р артикул 0105
90 x 60 мм	Н-р артикул 0106/R	Н-р артикул 0106
90 x 105 мм	Н-р артикул 0107/R	Н-р артикул 0107

Длина С держателя пластины: 180, 240 и 390 мм
(пожалуйста, всегда указывайте ее при заказе!)

Альтернативные размеры вы можете взять из прейскуранта

Зацепы по Лангенбеку с покрытием Рильсана, с поворотом на 360°



Размеры пластины (ширина А x длина В)	С покрытием Рильсана	Без покрытия Рильсана
20 x 50 мм	Н-р артикул 0201/R	Н-р артикул 0201
20 x 80 мм	Н-р артикул 0202/R	Н-р артикул 0202
30 x 100 мм	Н-р артикул 0203/R	Н-р артикул 0203
30 x 150 мм	Н-р артикул 0204/R	Н-р артикул 0204
30 x 190 мм	Н-р артикул 0205/R	Н-р артикул 0205
40 x 240 мм	Н-р артикул 0206/R	Н-р артикул 0206
40 x 300 мм	Н-р артикул 0207/R	Н-р артикул 0207
40 x 340 мм	Н-р артикул 0208/R	Н-р артикул 0208
50 x 125 мм	Н-р артикул 0209/R	Н-р артикул 0209
50 x 170 мм	Н-р артикул 0210/R	Н-р артикул 0210
50 x 220 мм	Н-р артикул 0211/R	Н-р артикул 0211
70 x 120 мм	Н-р артикул 0212/R	Н-р артикул 0212
70 x 190 мм	Н-р артикул 0213/R	Н-р артикул 0213
80 x 155 мм	Н-р артикул 0214/R	Н-р артикул 0214
80 x 200 мм	Н-р артикул 0215/R	Н-р артикул 0215
100 x 155 мм	Н-р артикул 0216/R	Н-р артикул 0216
100 x 200 мм	Н-р артикул 0217/R	Н-р артикул 0217

Длина С держателя пластины: 180, 240 и 390 мм
(пожалуйста, всегда указывайте ее при заказе!)

Альтернативные размеры вы можете взять из прейскуранта

Зацепы по Лангенбеку без покрытия Рильсана, с поворотом на 360°



Все зацепы также могут быть выполнены с дистальным коленом примерно 10-30°



Размеры пластины (ширина А х длина В)	Без покрытия Рильсана подвижные
20 x 50 мм	Н-р артикул 0201/F
20 x 80 мм	Н-р артикул 0202/F
30 x 100 мм	Н-р артикул 0203/F
30 x 150 мм	Н-р артикул 0204/F
30 x 190 мм	Н-р артикул 0205/F
40 x 240 мм	Н-р артикул 0206/F
40 x 300 мм	Н-р артикул 0207/F
40 x 340 мм	Н-р артикул 0208/F
50 x 125 мм	Н-р артикул 0209/F
50 x 170 мм	Н-р артикул 0210/F
50 x 220 мм	Н-р артикул 0211/F
70 x 120 мм	Н-р артикул 0212/F
70 x 190 мм	Н-р артикул 0213/F
80 x 155 мм	Н-р артикул 0214/F
80 x 200 мм	Н-р артикул 0215/F
100 x 155 мм	Н-р артикул 0216/F
100 x 200 мм	Н-р артикул 0217/F

Длина С держателя пластины: 180, 240 и 390 мм
(пожалуйста, всегда указывайте ее при заказе!)

Альтернативные размеры вы можете взять из прейскуранта

**Зацепы по Лангенбеку, седлообразные (вогнуто-выпуклые)
с покрытием Рильсана, с поворотом на 360°**



Изображение зацепа без покрытия Рильсана!

Размеры пластины (ширина А х длина В)	С покрытием Рильсана
20 x 50 мм	Н-р артикул 0301/R
20 x 80 мм	Н-р артикул 0302/R
30 x 100 мм	Н-р артикул 0303/R
30 x 150 мм	Н-р артикул 0304/R
30 x 190 мм	Н-р артикул 0305/R
40 x 240 мм	Н-р артикул 0306/R
40 x 300 мм	Н-р артикул 0307/R
40 x 340 мм	Н-р артикул 0308/R
50 x 125 мм	Н-р артикул 0309/R
50 x 170 мм	Н-р артикул 0310/R
50 x 220 мм	Н-р артикул 0311/R
70 x 120 мм	Н-р артикул 0312/R
70 x 190 мм	Н-р артикул 0313/R
80 x 155 мм	Н-р артикул 0314/R
80 x 200 мм	Н-р артикул 0315/R
100 x 155 мм	Н-р артикул 0316/R
100 x 200 мм	Н-р артикул 0317/R

Длина С держателя пластины: 180, 240 и 390 мм
(пожалуйста, всегда указывайте ее при заказе!)

Альтернативные размеры вы можете взять из прейскуранта

Зацепы по Деверу с покрытием Рильсана, с поворотом на 360°



Размеры пластины (ширина А х длина В)	С покрытием Рильсана	Без покрытия Рильсана
20 x 50 мм	Н-р артикул 0401/R	Н-р артикул 0401
20 x 80 мм	Н-р артикул 0402/R	Н-р артикул 0402
30 x 100 мм	Н-р артикул 0403/R	Н-р артикул 0403
30 x 150 мм	Н-р артикул 0404/R	Н-р артикул 0404
30 x 190 мм	Н-р артикул 0405/R	Н-р артикул 0405
40 x 240 мм	Н-р артикул 0406/R	Н-р артикул 0406
40 x 300 мм	Н-р артикул 0407/R	Н-р артикул 0407
40 x 340 мм	Н-р артикул 0408/R	Н-р артикул 0408
50 x 125 мм	Н-р артикул 0409/R	Н-р артикул 0409
50 x 170 мм	Н-р артикул 0410/R	Н-р артикул 0410
50 x 220 мм	Н-р артикул 0411/R	Н-р артикул 0411
70 x 120 мм	Н-р артикул 0412/R	Н-р артикул 0412
70 x 190 мм	Н-р артикул 0413/R	Н-р артикул 0413
80 x 155 мм	Н-р артикул 0414/R	Н-р артикул 0414
80 x 200 мм	Н-р артикул 0415/R	Н-р артикул 0415
100 x 155 мм	Н-р артикул 0416/R	Н-р артикул 0416
100 x 200 мм	Н-р артикул 0417/R	Н-р артикул 0417

Длина С держателя пластины: 180, 240 и 390 мм
(пожалуйста, всегда указывайте ее при заказе!)

Альтернативные размеры вы можете взять из прейскуранта

**Зацепы по Деверу с отверстиями, с покрытием Рильсана,
с поворотом на 360°**



Размеры пластины (ширина А x длина В)	С покрытием Рильсана	Без покрытия Рильсана
75 x 175 мм	Н-р артикул 0501/R	Н-р артикул 0501

Длина С держателя пластины: 180, 240 и 390 мм
(пожалуйста, всегда указывайте ее при заказе!)

Альтернативные размеры вы можете взять из прейскуранта

**Зацепы по Деверу с отверстиями, без покрытия Рильсана,
подвижные, с поворотом на 360°**



Размеры пластины (ширина А x длина В)	Без покрытия Рильсана, подвижные
60 x 170 мм	Н-р артикул 0601/F
80 x 160 мм	Н-р артикул 0602/F
120 x 150 мм	Н-р артикул 0603/F

Длина С держателя пластины: 180, 240 и 390 мм
(пожалуйста, всегда указывайте ее при заказе!)

Альтернативные размеры вы можете взять из прейскуранта

**Зацепы по Харрингтону, с покрытием Рильсана,
с поворотом на 360°**



Размеры пластины (ширина А х длина В)	С покрытием Рильсана	Без покрытия Рильсана
70 x 200 мм	Н-р артикул 0701/R	Н-р артикул 0701
70 x 150 мм	Н-р артикул 0702/R	Н-р артикул 0702

Длина С держателя пластины: 180, 240 и 390 мм
(пожалуйста, всегда указывайте ее при заказе!)

Альтернативные размеры вы можете взять из прейскуранта

Зацепы по Харрингтону без покрытия Рильсана, подвижные



Размеры пластины (ширина А х длина В)	Без покрытия Рильсана
70 x 200 мм	Н-р артикул 0701/F
70 x 150 мм	Н-р артикул 0702/F

Длина С держателя пластины: 180, 240 и 390 мм
(пожалуйста, всегда указывайте ее при заказе!)

Альтернативные размеры вы можете взять из прейскуранта

**Специальные зацепы для удаления простаты, выемки уретры,
с покрытием Рильсана**



Без покрытия!

Размеры пластины (ширина А x длина В)	С покрытием Рильсана	Без покрытия Рильсана
50 x 210 мм	Н-р артикул 0801/R	Н-р артикул 0801
70 x 210 мм	Н-р артикул 0802/R	Н-р артикул 0802
70 x 240 мм	Н-р артикул 0803/R	Н-р артикул 0803

Длина С держателя пластины: 180, 240 и 390 мм
(пожалуйста, всегда указывайте ее при заказе!)

Альтернативные размеры вы можете взять из прейскуранта

**Зацепы пузыря, полу-подвижные (полу-устойчивые),
с покрытием Рильсана, с поворотом на 360°**



Размеры пластины (ширина А x длина В)	С покрытием Рильсана	Без покрытия Рильсана
73 x 170 мм	Н-р артикул 0901/SFR	Н-р артикул 0901/F
73 x 200 мм	Н-р артикул 0902/SFR	Н-р артикул 0902/F

Длина С держателя пластины: 180, 240 и 390 мм
(пожалуйста, всегда указывайте ее при заказе!)

Альтернативные размеры вы можете взять из прейскуранта

Защелки почечной вены с покрытием Рильсона, с поворотом на 360°




Размеры пластины (ширина А x длина В)	С покрытием Рильсана	Без покрытия Рильсана
25 x 150 мм	Н-р артикул 1001/R	Н-р артикул 1001
25 x 200 мм	Н-р артикул 1002/R	Н-р артикул 1002

Длина С держателя пластины: 180, 240 и 390 мм
(пожалуйста, всегда указывайте ее при заказе!)

Альтернативные размеры вы можете взять из прейскуранта

Пальцевые защелки без покрытия Рильсана, подвижные, с поворотом на 360°



Пальцы можно расставлять и поворачивать во всех направлениях!

Размеры пластины (ширина А x длина В)	Без покрытия Рильсана
	подвижные
90 x 150 мм	Н-р артикул 1101/F
120 x 170 мм	Н-р артикул 1102/F
90 x 90 мм	Н-р артикул 1103/F

Длина С держателя пластины: 180, 240 и 390 мм
(пожалуйста, всегда указывайте ее при заказе!)

Альтернативные размеры вы можете взять из прейскуранта

**Грудинная пластина Рохарда,
с покрытием Рильсана и особо длинными держателями пластин 400 мм,
с поворотом на 360°**



Размеры пластины (ширина А x длина В)	С покрытием Рильсана	Без покрытия Рильсана
Средняя пластина 80 x 60 мм	Н-р артикул 1201/R	Н-р артикул 1201
Крайняя пластина 80 x 60 мм	Н-р артикул 1202/R	Н-р артикул 1202
Крайняя пластина 60 x 50 мм	Н-р артикул 1203/R	Н-р артикул 1203

Альтернативные размеры вы можете взять из прейскуранта

**Зацеп для экстренных случаев «Стенка тела», сильно изогнутый,
с покрытием Рильсана**



Размеры пластины (ширина А x длина В)	С покрытием Рильсана	Без покрытия Рильсана
80 x 120 мм	Н-р артикул 1301/R	Н-р артикул 1301
80 x 160 мм	Н-р артикул 1302/R	Н-р артикул 1302
60 x 200 мм	Н-р артикул 1303/R	Н-р артикул 1303

Длина С держателя пластины: 180, 240 и 390 мм
(пожалуйста, всегда указывайте ее при заказе!)

Альтернативные размеры вы можете взять из прейскуранта

Зацеп Фолькманна без покрытия Рильсана



Размеры пластины (ширина А х длина В)	Без покрытия Рильсана
3-х зубчатый, затупленный	Н-р артикул 1400
3-х зубчатый, полуострый	Н-р артикул 1401
3-х зубчатый, острый	Н-р артикул 1402
4-х зубчатый, затупленный	Н-р артикул 1403
4-х зубчатый, полуострый	Н-р артикул 1404
4-х зубчатый, острый	Н-р артикул 1405

Длина С держателя пластины: 180, 240 и 390 мм
(пожалуйста, всегда указывайте ее при заказе!)

Альтернативные размеры вы можете взять из прейскуранта

Зацеп Урета с покрытием Рильсона



Размеры пластины (ширина А х длина В)	С покрытием Рильсана	Без покрытия Рильсана
40 х 60 мм	Н-р артикул 1501/R	Н-р артикул 1501
40 х 80 мм	Н-р артикул 1502/R	Н-р артикул 1502

Длина С держателя пластины: 180, 240 и 390 мм
(пожалуйста, всегда указывайте ее при заказе!)

Альтернативные размеры вы можете взять из прейскуранта

Зацеп Брайского с покрытием Рильсана



Размеры пластины (ширина А x длина В)	С покрытием Рильсана	Без покрытия Рильсана
150 x 20 мм	Н-р артикул 0320/R	Н-р артикул 0320/G
90 x 25 мм	Н-р артикул 0321/R	Н-р артикул 0321/G
110 x 25 мм	Н-р артикул 0322/R	Н-р артикул 0322/G
180 x 30 мм	Н-р артикул 0323/R	Н-р артикул 0323/G
90 x 35 мм	Н-р артикул 0324/R	Н-р артикул 0324/G
110 x 35 мм	Н-р артикул 0325/R	Н-р артикул 0325/G

Длина С держателя пластины: 180, 240 и 390 мм
(пожалуйста, всегда указывайте ее при заказе!)

Альтернативные размеры вы можете взять из прейскуранта

Зацеп Ричардсона без покрытия Рильсана



Размеры пластины (ширина А x длина В)	Без покрытия Рильсана
21 x 25 мм	Н-р артикул 0329
29 x 30 мм	Н-р артикул 0330
38 x 37 мм	Н-р артикул 0331
23 x 46 мм	Н-р артикул 0332

Длина С держателя пластины: 180, 240 и 390 мм
(пожалуйста, всегда указывайте ее при заказе!)

Альтернативные размеры вы можете взять из прейскуранта

Тазовый зацеп с покрытием Рильсона



Размеры пластины (ширина А x длина В)	С покрытием Рильсана	Без покрытия Рильсана
40 x 60 мм	Н-р артикул 1601/R	Н-р артикул 1601
40 x 80 мм	Н-р артикул 1602/R	Н-р артикул 1602


Длина С держателя пластины: 180, 240 и 390 мм
(пожалуйста, всегда указывайте ее при заказе!)

Альтернативные размеры вы можете взять из прейскуранта

Все зацепы поставляются вместе с шарниром:

Без покрытия Рильсана

С покрытием Рильсана



Спектр особой продукции

Люминесцентная техника для системы зацепов «Саттлер»

Подвижный люминесцентный стержень Ø 4,5 + 2650 мм с гибким рукавом (спаянный), включая держатель пластины (номер артикула: 03FE000273)



Подвижный люминесцентный стержень:

- Можно подвергать автоклавной обработке
- Очень легкий
- Очень гибкий
- Устойчивый к деформации растяжения и
- Обладает внутренней защитой от перегибов

**Держатель для оптики, МПС-инструментов, камер и т.д.
(диаметр стержня 2-12 мм) – номер артикула: 01130-12**

с шаровидным суставом

